

ExamRegister

Exam register (v0)

Bemutató, oktatás

Tartalom

Cél

Alapkonceptió

Felépítés, alapelvek

Adminisztrátori feladatok

Felhasználói felület - 'admin'

Felhasználói feladatok

Felhasználói felület - 'user'

Cél


- **Mi** történt
- **Melyik állattal**
- **Mikor**
- **(+ Hol)**
- **+ további adatok**




Strukturált adat

- Kereshető
- Kevesebb hibalehetőség
- Időbélyegek
- Változáskövetés
- Szignatúra
- ...

Alapkonceptió



Alapkonceptió



Alapkonceptió

? = ExamRegister

Alapkonceptió

? =

ExamRegister


- Adattranszformáció, formázás
- Adatbázis kapcsolat
- 'Responsive' user interface
- Szignatúra, felhasználói tevékenység
- Lokális hálózaton elérhető
- Cross platform
- Konkurens adatelérés, adatmanipuláció
- (Valamelyest) személyreszabható
- Programozás nélkül bővíthető
- Ingyenes
- ...

Alapkonceptió

? = ExamRegister

- Adattranszformáció, formázás
- Adatbázis kapcsolat
- 'Responsive' user interface
- Szignatúra, felhasználói tevékenység
- Lokális hálózaton elérhető
- Cross platform
- Konkurens adatelérés, adatmanipuláció
- (Valamelyest) személyreszabható
- Programozás nélkül bővíthető
- Ingyenes
- ...
- ***Fancy és over-engineered***

Felépítés



Felépítés

Event

Event type: Esemény típusok

Event Status: Események állapotai

Event template: Esemény sablon leírása

Event log: létrehozott **események** listája

Event change log: Esemény változások követése

Felépítés

Event status – Esemény állapotai. Előre definiált, nem módosítható.

- **Planned**
- Inprogress
- Skipped
- Finished
- **Deleted**
 - *A web-es felületen keresztül nem lehetséges eseményeket végérvényesen törölni az adatbázisból – szóval ne szemeteljük tele. :)*

Felépítés

Event template – Esemény sablon leírása

- Name – Esemény sablon neve
- Type – Esemény típusa
- Description – Leírás
- **‘Event form params’** → **Eseménnyel** kapcsolatos adatok strukturált leírása

Felépítés

Event template – Eseménnyel kapcsolatos adatok strukturált leírása

- ‘Event form params’

Name	Label	Required?	Data type	Additional...	Default value
Name in database	Visible label	true/false	Data select	Data source	
Name in database	Visible label	true/false	Data input	Data type ...	
<i>inj.loc</i>	<i>Beadás helye</i>	<i>false</i>	<i>BodyPart</i>	-	<i>LIA</i>
<i>inj.vol</i>	<i>Beadott dózis</i>	<i>true</i>	<i>Range</i>	<i>0-tó 10-ig 0.1 lépésközzel, ml</i>	<i>1 ml</i>

Felépítés

Event template – Eseménnyel kapcsolatos adatok strukturált leírása

- **‘Data type’:**
 - **Input** – beviteli mező
 - text, long text, numeric, range, date, time, date-time
 - **Select** – **Előre definiált listából** történő választás
 - Location, BodyPart, (ConsumableType), Consumable, Side, (UnitType), Unit, Asset, Sex, SubjectStatus, EventStatus

Felépítés

Event log – Létrehozott események listája (Esemény példányok)

- **Általános Event paraméterek**
 - **SubjectIndex** – Egyed azonosítása
 - **Event** – instance – **name** – Létrehozott esemény *példány* neve
 - **EventTemplate** – esemény sablon
 - **Location** – *Előre deifniált listából* + **Ki** és **mikor** módosította (/hozta létre)
 - **Comment**
 - Planned time (Feature under development.)
 - **Event Status** (Feature under *further* development.)
- **Event Data**
 - Személyre szabható, mégis **strukturált** adatok - az **event template-ben** megadottak szerint

Felépítés

Event *change* log – Létrehozott események *módosítás előzményei*

- Változások követése
 - Ki, mikor, miről, mire
- Korábbi állapot visszaállítása
- Állapotok összehasonlítása

Felépítés

Subject

Subject Status: *egyedek* állapota

Subjects: létrehozott **egyedek** listája

Subject change log: Egyedek változásainak követése

Felépítés

Subject status – Egyedek állapotai. Előre definiált, nem módosítható.

- **Planned**
- Alive
- Terminated
- Dead
- **Deleted**
 - *A web-es felületen keresztül nem lehetséges egyedek végérvényesen törölni az adatbázisból – szóval ne szemeteljük tele. :)*

Felépítés

Subjects – Létrehozott egyedek listája

- **SubjectID** – Kvázi egyedi azonosító, pl fülszám. **Kötelező az első pillanattól kezdve.**
- **Name** – Kapott azonosító – később is megadható. (Tartalmazhatja természetesen a group-ot)
- **Group** – Csoport, további szűréshez, kategorizáláshoz
- **Batch** – Group-hoz hasonló, pl melyik nap?
- **Comment**
- **Age, Sex, Weight, Height**
- **Container** – ketrec száma
- **Location** – Előre deifniált listából
- **Subject Status** (Feature under *further* development.)

+ **Ki** és **mikor** módosította
(/hozta létre)

Felépítés

Subject *change log* – Létrehozott egyedek *módosítás előzményei*

- Változások követése
 - Ki, mikor, miről, mire
- Korábbi állapot visszaállítása
- Állapotok összehasonlítása

Felépítés


Subjects – Létrehozott egyedek listája

- **SubjectID** – Kvázi egyedi azonosító, pl fülszám. Kötelező az első pillanattól kezdve.
- **Name** – Kapott azonosító – később is megadható. (Tartalmazhatja természetesen a group-ot)
- **Group** – Csoport, további szűréshez, kategorizáláshoz
- **Batch** – Group-hoz hasonló, pl melyik nap?
- **Comment**
- **Age, Sex, Weight, Height**
- **Container** – ketrec száma
- **Location** – Előre deifniált listából
- **Subject Status** (Feature under *further* development.)

+ STUDY

“Melyik studyhoz tartozik?”

Felépítés



Felépítés

Subjects – Létrehozott egyedek listája

- **Group** – Csoport, további szűréshez, kategorizáláshoz
- **Batch** – Group-hoz hasonló, pl melyik nap?
- ***Location*** – Előre deifniált listából
- **Subject Status** (Feature under *further* development.)
- **Study** – Study azonosítása
 - *name, description, species, start, end, N_{max}, (+ N_{current})*


Sorrend?

Felépítés

Subject pool – Létrehozott egyedek listájának rendezett részhalmaza

- Kiválasztott egyedek sorbarendezt sokasága
- Ad-hoc jellegű
- Adatbázisban nem tárolódik
- Keresés, kiválasztás gyorsítása

Felépítés



Felépítés

Az összes
létrehozott egyed
ömlesztve

SUBJECTS

Egy study-ba
tartozó
egyedek


STUDY

SubjectPool

Egyedek
sorbarendezett
részhalmaza

SUBJECT

Egy konkrét
egyed




Felépítés

“Előre deifniált listából”

Előre definiált listák:

- Használat közben nincs szükség kézi bevitelre → kevesebb hiba, gyorsabb
- Bővítés?
 - **Nem!** - EventStatus, SubjectStatus (+Side)
 - **IGEN**
 - Programozás nélkül
 - Admin jogosultsággal bővíthető



Felépítés

Definíciók

- **Study** – Egyes study-k leírása
- **User** – Felhasználók
- **Location** – Helyszínek
- **BodyPart** – Testrész
- **Unit (+ UnitType)** – Mértékegység, mennyiség típus
- **Consumable (+ ConsumableType)** – Fogyó eszköz, fogyó eszköz típus
- **Asset** – Eszköz, berendezés
- **Event template (+ EventType)** – Esemény sablon, esemény típus

Szükség esetében munka közben is bővíthető, oldal újratöltéssel frissül. Change log nincs.


Módosítás lehetőleg kerülendő.

A típus (/kategória) a keresés gyorsítására szolgál.


Adminisztrátori feladatok

- Szabályok betartatása
- Egyedek, események létrehozása
 - Adat import, export
 - Hiba esetén változások vizsgálata
- Definíciók bővítése
- Felhasználók karbantartása
 - Fiók aktiválás/felfüggesztés
 - Jelszó módosítás engedélyezése
- Erőforrások idő előtti felszabadítása
 - “Konkurens adatelérés, adatmanipuláció”


Felhasználói felület - 'admin'



Felhasználói felület - 'admin'



Felhasználói felület - 'admin'



Manage users

☒ Edit Selected

Keresés

		ID	Username	Full Name	Email	Activated	Allow password reset
+	<input type="checkbox"/>	0	dani	Fajtai Dániel	daniel.fajtai@gmail.com	TRUE	FALSE
+	<input type="checkbox"/>	6	qwe	qwe	qew@qwe.qwe	TRUE	FALSE

Edit selected Users

FullName: Fajtai Dániel

Username: dani

Email address: daniel.fajtai@gmail.com

Activate/Disactivate: Activate account

Password reset: Deny password reset

Save changes

Revert Close

Felhasználói felület - 'admin'

ExamRegister

Administration ▾

Definitions ▾

Subjects ▾

Events ▾

USER mode

Logout

**Study
definiálása**

Manage users

Felhasználók
karbantartása

Define studies

Manage locks

Erőforrások idő előtti
felszabadítása

Studies

+ Add New

Edit Selected

Export

Keresés

		Name	Desc	Species	Start	End	N.max	N.current
+	<input type="checkbox"/>	TestStudy	This is a test Study	pig	2023-11-14	2023-11-22	42	0
+	<input type="checkbox"/>	TestStudy2	This is a test Study	monkey	2023-11-14	2023-11-22	20	7
+	<input type="checkbox"/>	test	Lorem ipsum dolor sit ame...	kutyámajmok	2023-12-04	2024-01-03	4	10

Megjelenítve 1 - 3 / 3 összesen

Add new Study

Name

Description

Species

Start

2024-03-05



03 / 05 / 2024



End

2024-03-05



03 / 05 / 2024



Max. number of subjects

Add new

Copy Selected

Clear

Close

Felhasználói felület - 'admin'

ExamRegister Administration ▾ Definitions ▾ Subjects ▾ Events ▾ USER mode Logout

Study definiálása

Manage users
Define studies
Manage locks

Felhasználók karbantartása

Erőforrások idő előtti felszabadítása

Studies

+ Add New Edit Selected **Export** Keresés

		Name	Desc	Species	Start	End	N.max	N.current
+	<input type="checkbox"/>	TestStudy	This is a test Study	pig	2023-11-14	2023-11-22	42	0
+	<input type="checkbox"/>	TestStudy2	This is a test Study	monkey	2023-11-14	2023-11-22	20	7
+	<input type="checkbox"/>	test	Lorem ipsum dolor sit ame...	kutyámajmok	2023-12-04	2024-01-03	4	10


Megjelenítve 1 - 3 / 3 összesen

Study export





localhost:3666?activeStudy=3



Felhasználói felület - 'admin'



Manage locks

Keresés   					
		User ▾	Valid until ▾	Resource ▾	Locked resources ▾
+		dani	2024.03.29. 14:07:01	event_log	29
+		qwe	2024.03.28. 14:07:16	subjects	18

Megjelenítve 1 - 2 / 2 összesen

Felhasználói felület - 'admin'

ExamRegister

Administration ▾

Definitions ▾

Subjects ▾

Events ▾

USER mode

Logout

Location definitions

Bodypart definitions

Unit Type definitions

Unit definitions

Consumable Type definitions

Consumable definitions

Asset definitions

Event type definitions

Event template definitions

Felhasználói felület - 'admin'

ExamRegister

Administration ▾

Definitions ▾

Subjects ▾

Events ▾

USER mode

Logout

Location definitions

Bodypart definitions

Unit Type definitions

Unit definitions

Consumable Type definitions

Consumable definitions

Asset definitons

Event type definitons

Event template definitons

Location definitions

+ Add New

✎ Edit Selected

Keresés

		Name	Desc
+	<input type="checkbox"/>	angio	-
+	<input type="checkbox"/>	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	telep	-
+	<input type="checkbox"/>	ketrec	-
+	<input type="checkbox"/>	diag	baka ct/mr
+	<input type="checkbox"/>	pet	medicopus petm/petct
+	<input type="checkbox"/>	elokeszito	

Megjelenítve 1 - 7 / 7 összesen 10 - rekord per oldal

Add new Location

✕

Name

Description

Add new

📄 Copy Selected

🗑 Clear

Close

Felhasználói felület - 'admin'

ExamRegister

Administration ▾

Definitions ▾

Subjects ▾

Events ▾

USER mode

Logout

Add new Location



Name

Description

Add new

Copy Selected

Clear

Close

Location definitions

Bodypart definitions

Unit Type definitions

Unit definitions

Consumable Type definitions

Consumable definitions

Asset definitions

Event type definitions

Event template definitions

Edit selected BodyPart



Name

LIA

Description

Left Anterior Iliac

Side

left



Save changes

Revert

Close

Felhasználói felület - 'admin'

ExamRegister

Administration ▾

Definitions ▾

Subjects ▾

Events ▾

USER mode

Logout

Event template definitons

+ Add New	Edit Selected	Preview Selected	Keresés	🔍	🔄	📄	📌	📁	📧	📧
		Name	Type	Desc						
+	<input type="checkbox"/>	vérvétel	measurement							
+	<input type="checkbox"/>	altatás kezdete	treatment							
+	<input checked="" type="checkbox"/>	altatás vége	treatment							
+	<input type="checkbox"/>	beszállítás	transport							
+	<input type="checkbox"/>	note	other							
+	<input type="checkbox"/>	test	other							

Megjelenítve 1 - 6 / 6 összesen 10 rekord per oldal

Location definitions

Bodypart definitions

Unit Type definitions

Unit definitions

Consumable Type definitions

Consumable definitions

Asset definitons

Event type definitons

Event template definitons

Felhasználói felület - 'admin'

Event template definitons

+ Add New

Edit Selected

Preview Selected

Keresés

		Name	Type	Desc
+	<input type="checkbox"/>	vérvétel	measurement	
+	<input type="checkbox"/>	altatás kezdete	treatment	
+	<input checked="" type="checkbox"/>	altatás vége	treatment	
+	<input type="checkbox"/>	beszállítás	transport	
+	<input type="checkbox"/>	note	other	
+	<input type="checkbox"/>	test	other	

Megjelenítve 1 - 6 / 6 összesen

10

rekord per oldal

Felhasználói felület - 'admin'

Edit selected Event template

Name

vérvétel

Type

measurement

Description

Event form params

```
[{"FieldName": "bodypart", "FieldType": "select", "FieldLabel": "vervetel_helye", "FieldSource": "bodypart", "FieldRequired": true}, {"FieldName": "volume", "FieldType": "input", "FieldUnit": "ml", "FieldLabel": "terfogat", "FieldDataMax": "20", "FieldDataMin": "0", "FieldDataStep": "0.1", "FieldDataType": "range", "FieldRequired": true}]
```

Save changes

Revert

Close

Felhasználói felület - 'admin'

Event form preview ×

vervetel_helye Choose side... Choose bodypart...

terfogat ml

Responsive

Test input

Event form preview ×

vervetel_helye Choose bodypart...

terfogat ml

Test input


Event form preview ×

vervetel_helye Choose bodypart...

terfogat ml

Test input


Felhasználói felület - 'admin'



Felhasználói felület - 'admin'

Subject register - Egyedek létrehozása, módosítása

- Egyedek létrehozása, importálása, szerkesztése



Felhasználói felület - 'admin'

Subject register - Egyedek létrehozása, módosítása

Részletes információk

+ Add New ☐ Batch edit ☐ Import from CSV ☐ Filter by status ☐

Keresés

				Study	ID	Name	Group	Batch	Box	Location	Status
+ <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	test	123445	1863	test 42	2	-	ketrec	planned
+ <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	test	123243545	animal30.2	-	-	30	-	planned
+ <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TestStudy2	123	-	-	-	30	-	planned
+ <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	42	30	-	planned
+ <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	42	30	-	planned
+ <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TestStudy2	123	-	-	42	30	-	planned
+ <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	TestStudy2	1	-	-	42	30	-	planned
+ <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	232123	-	-	-	30	-	terminated
+ <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	-	-	-	-	30	-	planned
+ <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-	1862	-	-	-	-	-	planned

Egyed szerkesztése

Egyed "törlése" (status = deleted)

Egyed szerkeszthetősége

Megjelenítve 1 - 10 / 16 összesen 10 oldal

1 2

Felhasználói felület - 'admin'

Subject register - Egyedek létrehozása, módosítása

“Egyed szerkeszthetősége”

- **“Konkurens adatelérés, adatmanipuláció”**



Szerkeszthető

Egyed – mint erőforrás – nincs lefoglalva egyik felhasználó által se. Szerkesztése biztonságos, lefoglalható maximum 3 perc erejéig, a szerkesztés befejeztéig, vagy idő előtti felszabadítás bekövetkeztéig.



Nem szerkeszthető

Egyed – mint erőforrás – lefoglalva az egyik felhasználó által. Szerkesztése így nem lenne biztonságos. Az erőforrás automatikusan felszabadul 3 perc elteltével, a szerkesztés befejeztekor, vagy idő előtti felszabadítás esetén.

Felhasználói felület - 'admin'

Subject register - Egyedek létrehozása, módosítása

<div><div></div></div>			Study	ID	Name	Group	Batch	Box	Location	Status
<div><div><div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div>	<div><div><div></div></div></div>	test	123445	1863	test 42	2	-	ketrec	planned

Parameter	Current value
SubjectIndex	29
SubjectID	123445
StudyID	test
Name	1863
Group	test 42
Batch	2
Age	23
Sex	castrated
Container	-
Weight	32
Height	123
Location	ketrec
Comment	qweqwe
LastChange	2024-02-19 16:17:13
ModifiedBy	dani
Status	planned

Részletes információk

Felhasználói felület - 'admin'

Add Subject from scratch

Subject ID

Study

Choose study...

Name

Group

Batch

Age

year

Sex

Choose sex...

Box

Weight

kg

Height

cm

Location

Choose location...

Comment

Status

planned

Add Subject

Clear

Close

Add new

Edit Subject

Subject ID

123445

Study

test

Name

1863

Group

test 42

Batch

2

Age

23

year

Sex

castrated

Box

Weight

32

kg

Height

123

cm

Location

ketrec

Comment

qweqwe

Status

planned

Alter Subject

Revert

Clear

Close

Edit

Felhasználói felület - 'admin'

Batch edit selected subjects

Study

Choose study...

Group

Batch

Location

Choose location...

Status

Choose subject status...


Sex


Choose sex...


Age

year

Comment

 Duplicate subjects with new parameters

 Update selected subjects

 Clear

Close

Batch edit

Felhasználói felület - 'admin'

Import Subjects from CSV

Select .csv file

Browse...

No file selected.

Select target Study:

Choose study...

Instructions

Import a specific CSV table from your local drive. Subjects will be added to the selected study.

Accepted columns:
ID, Name, Group, Batch, Container, Location, Status, Age, Sex, Weight, Height
(Unknown column names or values will be ignored.)

Import Subjects

Clear

Close

Import Subjects from CSV

Select .csv file

Browse...

subjects.csv

Select target Study:

Choose study...

Instructions

Import a specific CSV table from your local drive. Subjects will be added to the selected study.

Accepted columns:
ID, Name, Group, Batch, Container, Location, Status, Age, Sex, Weight, Height
(Unknown column names or values will be ignored.)

Study	ID	Name	Group	Batch	Box	Location	Status	Age	Sex
test	123445	1863	test 42	2	-	ketrec	planned	23	castral
test	123243545	animal30.2	-	-	30	-	planned	-	-
TestStudy2	123	-	-	-	30	-	planned	-	-

Import Subjects

Clear

Close

Import form CSV


You are going to import 3 subjects to study "test".
Do you want to proceed?

No

Yes

Felhasználói felület - 'admin'

Subject register - Egyedek létrehozása, módosítása



Státusz szerinti szűrés

Kijelölt egyedek QR kód alapú exportálása

Felhasználói felület - 'admin'

Subject register - Egyedek létrehozása, módosítása

Subject register

Filter by study:

All

+ Add New		Duplicate		Batch edit		Import from CSV		Filter by status	42			
				#	Study	ID	Name	Group	Batch	Box	Location	Status
+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		29	test	123445	1863	test 42	2	-	ketrec	planned
+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		32	test	123	-	-	42	30	-	planned
+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		33	TestStudy2	123	-	-	42	30	-	planned
+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		34	TestStudy2	123	-	-	42	30	-	planned
+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		35	TestStudy2	1	-	-	42	30	-	planned
+	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		37	TestStudy2	42	-	-	-	30	-	planned
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		48	test	123445	1863	test 42	2	-	ketrec	planned
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		51	test	123	-	-	42	30	-	planned
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		52	TestStudy2	123	-	-	42	30	-	planned
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		53	TestStudy2	123	-	-	42	30	-	planned

Megjelenítve 1 - 10 / 12 összesen 10 rekord per oldal

1 2

Keresés

Felhasználói felület - 'admin'

Subject pool editor – SubjectPool szerkesztése

Subject pool editor

+ Add New subject(s) Remove Load/refresh data Export Export by subjects Keresés

ID	Name	Study	Batch	Group
123445	1863	test	2	test 42
123243545	animal30.2	test	-	-
123	-	tes	42	-
123445	-	test	-	-
123243545	-	test	-	-

1 - 5 / 5 esen

Új hozzáadása

Mozgatás felfele

Mozgatás lefele

Kijelöltek törlése

Eltávolítás a pool-ból

Adatok frissítése

Pool exportálása soronként QR kóddal

Pool exportálása egy QR kóddal

Felhasználói felület - 'admin'

Subject pool editor – SubjectPool szerkesztése

Select subject(s)



Filter by study:

Select scope...

Keresés



<input type="checkbox"/>	Study	ID	Name	Group	Batch	Box	Location	Status
Nincs találat								

Add selected subject(s) to the pool

Új hozzáadása

A SubjectRegister egyszerűsített változata, csak keresési funkcióval.


A "deleted" státuszú egyedek nem láthatók.

Felhasználói felület - 'admin'

Subject pool editor – SubjectPool szerkesztése



Pool exportálása egy QR kóddal



Pool exportálása soronként QR kóddal (PDF-be menthető)

Felhasználói felület - 'admin'

Subject **change** log – Egyedek módosítási előzményei

Subject change log

☐ Select all subject Type to search single subject... X Filter by study All Reset Advanced search

Kereső
eszköztár

Összes egyed
kiválasztása (adott
studyból)

Egy konkrét
egyed keresése

Keresés

Version

Name

Group

Batch

Study

Status

Nincs találat

Subject ID

Subject Name

Study
kiválasztása

Keresés
alapállapotba
állítás

Haladó keresés (több
egyed kiválasztása)

123445 [1863]

123243545 [animal30.2]

123 [---]

123 [---]

123 [---]

123 [---]

1 [---]

232123 [---]

Felhasználói felület - 'admin'

Subject **change** log – Egyedek módosítási előzményei

Subject change log

☐ Select all subject Type to search single subject... X Filter by study All Reset Advanced search

Kereső
eszköztár

					Keresés	
Version	Index	ID	Name	Group	Study	Status

Advanced search

Filter by study: Select scope...

Keresés

<input type="checkbox"/>	Study	ID	Name	Group	Batch	Box	Location	Status
Nincs találat								

Choose selected subjects

Felhasználói felület - 'admin'

Subject **change** log – Egyedek módosítási előzményei

Subject change log

☐ Select all subject

123445 [1863]

X

Filter by study

All

Reset

Advanced search

Selected subject:

123445 [1863]

Állapot
összehasonlítása

ot
nlítása

Keresés

	Version	Index	ID	Name	Group	Batch	Study	Status	
		2024-02-19 16:16:59	29	123445	1863	test 42	2	test	planned
+		2024-02-19 16:16:30	29	123445	1863	test 42	2	test	planned
+		2024-02-19 16:16:25	29	123445	1863	test 42	2	test	planned

Visszaállítás
erre az állapotra

Felhasználói felület - 'admin'

Subject **change** log – Egyedek módosítási előzményei

Előző állapot

Sor által reprezentált állapot

Következő állapot

	Version	Index	ID	Group	Batch	Study	Status	
-	2024-02-19 16:16:59	29	123445	1863	test 42	2	test	planned

Parameter	Prevoius version	This version	Next version	Final version
SubjectID	123445	123445	123445	123445
StudyID	test	test	test	test
Name	1863	1863	1863	1863
Group	test 42	test 42	test 42	test 42
Batch	2	2	2	2
Age	23	23	23	23
Sex	castrated	castrated	castrated	castrated
Container	-	20	-	-
Weight	32	32	32	32
Height	123	123	123	123
Location	ketrec	ketrec	ketrec	ketrec
Comment	qweqwe	qweqwe	qweqwe	qweqwe
LastChange	2024-02-19 16:16:30	2024-02-19 16:16:59	2024-02-19 16:17:13	2024-02-19 16:17:13
ModifiedBy	dani	dani	dani	dani
Status	planned	planned	planned	planned

Utolsó rögzített állapot.
Ez szerepel a SubjectLog-ban

Felhasználói felület - 'admin'

Subject **change** log – Egyedek módosítási előzményei

Utolsó rögzített állapot.
Ez szerepel a SubjectLog-ban

You are going to revert the selected subject to its '2024-02-19 16:16:59' status.
Please confirm the planned changes!

Sor által reprezentált állapot


Parameter	Actual 'Final' version	New version
SubjectID	123445	123445
StudyID	test	test
Name	1863	1863
Group	test 42	test 42
Batch	2	2
Age	23	23
Sex	castrated	castrated
Container	-	20
Weight	32	32
Height	123	123
Location	ketrec	ketrec
Comment	qweqwe	qweqwe
Status	planned	planned

Do you want to proceed?

No Yes

Visszaállítás az adott sor által reprezentált állapotra

Felhasználói felület - 'admin'



Felhasználói felület - 'admin'

Event template definitons

+ Add New

Edit Selected

Preview Selected


Keresés

		Name	Type	Desc
+	<input type="checkbox"/>	vérvétel	measurement	
+	<input type="checkbox"/>	altatás kezdete	treatment	
+	<input type="checkbox"/>	altatás vége	treatment	
+	<input type="checkbox"/>	beszállítás	transport	
+	<input type="checkbox"/>	note	other	
+	<input type="checkbox"/>	test	other	

Megjelenítve 1 - 6 / 6 összesen 10 rekord per oldal

Esemény sablon definíciók

Felhasználói felület - 'admin'



Felhasználói felület - 'admin'

Kidejölt mező(k) törlése

Mező(k) exportálása JSON-ba

Mező(k) küldése 'Event Template Definitions'-be

Event template editor

+ Add New

Duplicate

Remove

Import

</> Export

Preview

Delegate

Keresés



Mező(k) előnézete

Új mező hozzáadása

Kijelölt mező(k) duplikálása

Mező(k) importálása JSON-ból

Esemény sablon mezők létrehozása

Felhasználói felület - 'admin'

Configure new argument ×

Field Name

Field Label

Field Type ☐ Input ☐ Select

☐ Required

Add as new field

Mező neve az adatbázisban

Mező címkéje a felhasználói felületen

Mező típusa

Kötelező/opcionális

Új mező hozzáadása

Felhasználói felület - 'admin'

Configure new argument ×

Field Name

Field Label

Field Type ☐ Input ☒ Select ☒ Required

Data Source

Default value

Alapértelmezett
érték

Adatforrás

Új 'select' típusú mező hozzáadása

Felhasználói felület - 'admin'

Configure new argument ×

Field Name

Field Label

Field Data Type ☒ Input ☐ Select ☒ Required

Field Data Type

Default value

Adattípus, felületelem
típus

Aktuális dátum-idő
bélyeg másolása

Aktuális dátum-idő
bélyeg

Új 'input' típusú mező hozzáadása
(datetime)

Felhasználói felület - 'admin'

The image shows a web form titled "Configure new argument" with several input fields and callout boxes in Hungarian. The form fields are as follows:

- Field Name: inj_vol
- Field Label: Beadott dózis
- Field Type: ☒ Input, ☐ Select, ☐ Required
- Field Data Type: range
- Field Step: 0.1
- Field Min: 0
- Field Max: 10
- Field Unit Type: volume
- Field Unit: ml
- Default value: 2
- Buttons: Add as new field, Clear, Close

Callout boxes and their labels:

- Lépésköz** (Step): points to the Field Step field.
- Minimum**: points to the Field Min field.
- Maximum**: points to the Field Max field.
- Mértékegység** (Unit): points to the Field Unit field.

Új 'input' típusú mező hozzáadása
(range)

Felhasználói felület - 'admin'

Kidejölt mező(k) törlése

Mező(k) exportálása JSON-ba

Mező(k) küldése 'Event Template Definitions'-be

Event template editor

+ Add New

Duplicate

Remove

Import

</> Export

Preview

Delegate

Keresés



Name

Label

Type

Unit

Required

Nincs találat

Mező(k) előnézete

Új mező hozzáadása

Kijelölt mező(k) duplikálása

Mező(k) importálása JSON-ból

Esemény sablon mezők létrehozása

Felhasználói felület - 'admin'

Event template editor

+ Add New Duplicate Remove Import </> Export Preview Delegate Keresés

			Name	Label	Type	Unit	Source	Required
+ □	^ v	✎	inj_loc	Beadás helye	select	-	bodypart	true
□	^ v	✎	inj_time	Beadás ideje	input	-	-	true
+ □	^ v	✎	inj_vol	Beadott dózis	input	ml	-	-
+ □	^ v	✎	test_number	Test number	input	-	-	-

Szerkesztés

Mozgatás felfele

Mozgatás lefele

Törlés

A létrehozott mezők a böngésző gyorsítótárában (cache) tárolódnak – a 'mentéshez' **exportálni / delegálni** kell.

Mezők tulajdonságainak szemléltetése

Felhasználói felület - 'admin'



**Eddig hozzáadott mezők JSON
megfelelője**

Felhasználói felület - 'admin'

Event template editor

+ Add New Duplicate Remove Import </> Export Preview Delegate

Keresés

Name	Label	Type	Unit	Required
Nincs adat				

Új mező hozzáadása

Kijelölt mező(k) duplikálása

Mező(k) importálása JSON-ból

Mező(k) előnézete

Kidejölt mező(k) törlése

Mező(k) exportálása JSON-ba

Mező(k) küldése 'Event Template Definitions'-be

Esemény sablon mezők létrehozása

Felhasználói felület - 'admin'

Import arguments as JSON


```
[{"FieldName": "test_number", "FieldLabel": "Test number", "FieldType": "input", "FieldDataType": "numeric", "FieldDataStep": 1, "FieldUnit": "", "FieldDefaultValue": 42}]
```

Add JSON data to Fields

Clear

Close

Új mező(k) hozzáadása JSON-ból



Duplikált mező

Felhasználói felület - 'admin'

Event template editor

+ Add New Duplicate Remove Import </> Export Preview Delegate

Keresés

Name	Label	Type	Unit	Required
Nincs adat				

Mező(k) előnézete

The image shows a web interface for editing event templates. At the top, there's a title 'Event template editor'. Below it is a row of buttons: '+ Add New', 'Duplicate', 'Remove' (highlighted in red), 'Import', '</> Export', 'Preview', and 'Delegate'. To the right of these buttons is a search bar labeled 'Keresés' with a trash icon. Below the buttons is a table with columns: 'Name', 'Label', 'Type', 'Unit', and 'Required'. The table currently shows 'Nincs adat' (No data). A red text box labeled 'Mező(k) előnézete' (Field preview) points to the table. Callout boxes provide descriptions for several buttons: 'Kidejölt mező(k) törlése' (Delete selected field(s)) points to 'Remove'; 'Mező(k) exportálása JSON-ba' (Export field(s) to JSON) points to '</> Export'; 'Mező(k) küldése 'Event Template Definitions'-be' (Send field(s) to 'Event Template Definitions') points to 'Delegate'; 'Új mező hozzáadása' (Add new field) points to '+ Add New'; 'Kijelölt mező(k) duplikálása' (Duplicate selected field(s)) points to 'Duplicate'; and 'Mező(k) importálása JSON-ból' (Import field(s) from JSON) points to 'Import'.

Esemény sablon mezők létrehozása

Felhasználói felület - 'admin'

Event form preview ×

Beadás helye	Choose side... ▼	LIA ▼
Beadás ideje	2024-03-06 12:35:14 →	mm / dd / yyyy, --:--:-- 📅 ×
Beadott dózis	<input type="range" value="2"/>	2 ml
Test number	42	-

Test input

Eddig hozzáadott mezők előnézete

Event form preview ×

Beadás helye	Choose side... ▼	LIA ▼
Beadás ideje	2024-03-06 12:36:11 →	mm / dd / yyyy, --:--:-- 📅 ×
Beadott dózis	<input type="range" value="2"/>	Please fill out this field. ml
Test number	42	-

Test input

Felhasználói felület - 'admin'

Event template editor

+ Add New Duplicate Remove Import </> Export Preview Delegate

Keresés

Name	Label	Type	Unit	Required
Nincs adat				

Új mező hozzáadása

Kijelölt mező(k) duplikálása

Mező(k) importálása JSON-ból

Mező(k) előnézete

Mező(k) küldése 'Event Template Definitions'-be

Kidejölt mező(k) törlése

Mező(k) exportálása JSON-ba

Esemény sablon mezők létrehozása

Felhasználói felület - 'admin'

×

You are going to export the current "EventTemplate" to "EventTemplateDefinitions" as a new event definition.

```
[{"FieldName":"inj_loc", "FieldLabel":"Beadás helye", "FieldType":"select", "FieldRequired":"true", "FieldSource":"bodypart", "FieldDefaultValue":"LIA"}, {"FieldName":"inj_time", "FieldLabel":"Beadás ideje", "FieldType":"input", "FieldRequired":"true", "FieldDataType":"datetime", "FieldDefaultValue":null}, {"FieldName":"inj_vol", "FieldLabel":"Beadott dózis", "FieldType":"input", "FieldDataType":"range", "FieldDataStep":0.1, "FieldDataMin":0, "FieldDataMax":10, "FieldUnit":"ml", "FieldDefaultValue":2}, {"FieldName":"test_number", "FieldLabel":"Test number", "FieldType":"input", "FieldDataType":"numeric", "FieldDataStep":1, "FieldUnit":"-", "FieldDefaultValue":42}]
```

Do you want to proceed?

No Yes

Add new Event template×

Name

Type

Choose event type...▼

Description

Event form params

```
[{"FieldName":"inj_loc", "FieldLabel":"Beadás helye", "FieldType":"select", "FieldRequired":"true", "FieldSource":"bodypart", "FieldDefaultValue":"LIA"}, {"FieldName":"inj_time", "FieldLabel":"Beadás ideje", "FieldType":"input", "FieldRequired":"true", "FieldDataType":"datetime", "FieldDefaultValue":null}, {"FieldName":"inj_vol", "FieldLabel":"Beadott dózis", "FieldType":"input", "FieldDataType":"range", "FieldDataStep":0.1, "FieldDataMin":0, "FieldDataMax":10, "FieldUnit":"ml", "FieldDefaultValue":2}, {"FieldName":"test_number", "FieldLabel":"Test number", "FieldType":"input", "FieldDataType":"numeric", "FieldDataStep":1, "FieldUnit":"-", "FieldDefaultValue":42}]
```

Add new

📄 Copy Selected


🗑 Clear

Close


(Hatása megegyezik a kézzel történő másolással, beillesztéssel)

Mező(k) küldése 'Event Template Definitions'-be

Felhasználói felület - 'admin'



Felhasználói felület - 'admin'



Események kötegelt létrehozás

Esemény terv = Egymást követő események rendezett sokasága

Felhasználói felület - 'admin'

Add event

Event Name

Első vérével

Event template

Choose event type...

▼

vérével

▼

Status

planned

▼

Planned Time

2024-03-06 13:22:54

→

mm / dd / yyyy, --:--:--

📅

✕

Location

muto

▼

Comment

Add event

🗑 Clear


Close


Új esemény hozzáadása


Felhasználói felület - 'admin'


Event planner


+ Add New


 Duplicate





 Remove

 Import

 Export


 Make events



	<input type="checkbox"/>		Name	Template	Type	Comment	Status	Planned Time	Location
+	<input type="checkbox"/>	<div><div>^</div><div>v</div></div> <div></div>	Első vérvétel	vérvétel	measurement	-	planned	-	muto
+	<input type="checkbox"/>	<div><div>^</div><div>v</div></div> <div></div>	Második vérvétel	vérvétel	measurement	-	planned	-	angio

Esemény terv szemléltetése

Felhasználói felület - 'admin'




Események kötegelt létrehozás

Esemény terv = Egymást követő események rendezett sokasága

Felhasználói felület - 'admin'

Eseményterv – események egymást követő rendezett sokaságának – JSON reprezentációja.

Az eseményterv eseményei a böngésző gyorsítótárában (cache) tárolódnak. Mentés saját felelősségre háttértárra lehetséges – vagy példányosítani kell az eseményeket...



Esemény terv exportálása

Felhasználói felület - 'admin'

Event planner

+ Add New Duplicate Remove Import </> Export Make events

Keresés

	Name	Template	Type	Comment	Status	Location
				Nincs tartalom		

Új esemény hozzáadása

Kijelölt esemény(ek) törlése

Kijelölt esemény(ek) duplikálása

Eseményterv exportálása JSON-ba

Eseményterv példányosítása

Eseményterv importálása JSON-ból

Események kötegelt létrehozás

Eseményterv = Egymást követő események rendezett sokasága

Felhasználói felület - 'admin'

Create events for subjects

Filter by study: test

Keresés

<input type="checkbox"/>	Study	ID	Name	Group	Batch	Box	Location	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	test	123445	1863	test 42	2	-	ketrec	planned
<input checked="" type="checkbox"/>	test	123243545	animal30.2	-	-	30	-	planned
<input checked="" type="checkbox"/>	test	123	-	-	42	30	-	planned
<input type="checkbox"/>	test	123445	1862	-	-	-	-	planned
<input type="checkbox"/>	test	123243545	-	-	-	30	-	planned
<input type="checkbox"/>	test	123	-	-	-	30	-	planned
<input type="checkbox"/>	test	123243545	-	-	-	30	-	planned
<input type="checkbox"/>	test	123243545	-	-	-	30	-	planned
<input type="checkbox"/>	test	qweqwe	test	-	-	16	-	deleted
<input type="checkbox"/>	test	test22	-	-	-	-	-	planned

Megjelenítve 1 - 10 / 14 összesen 10 rekord per oldal

Make events for selected subjects

A megszokott felület, ...

You are going to make 2 events (as a batch) for the following subject(s) [N = 3]:
Name: 1863 | ID: 123445 | Study: test
Name: animal30.2 | ID: 123243545 | Study: test
Name: null | ID: 123 | Study: test

Do you want to proceed?

No Yes

... a megerősítés, ...

'A web-es felületen keresztül nem lehetséges eseményeket végérvényesen törölni az adatbázisból – szóval ne szemeteljük tele. :)'

Felhasználói felület - 'admin'

Event log

☒ Select all subject

Selected subjects: 123445 [1863], 123243545 [animal30.2], 123, 123445 [1862], 123243545, 123, 123243545, 123243545, test22, 123445 [1863], 123243545 [animal30.2], 123, 123445 [1862]


	<input type="checkbox"/>			Subject	Study	Event Name	Status	Template	Location	Planned
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/>	123445 [1863]	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/>	123445 [1863]	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/>	123243545 [animal30.2]	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/>	123243545 [animal30.2]	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/>	123	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑️"/>	123	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-

Megjelenítve 1 - 6 / 6 összesen

...és az eredmény.

‘A web-es felületen keresztül nem lehetséges eseményeket végérvényesen törölni az adatbázisból – szóval ne szemeteljük tele. :) ‘

Felhasználói felület - 'admin'



Felhasználói felület - 'admin'

Új esemény hozzáadása

Események köteget szerkesztése

Esemény részletei, adatok szerkesztése

Esemény szerkeszthetősége

Esemény szerkesztése

Event

köteget szerkesztése

☒ Select

Selected subjects:

123445 [1863]
123, 123445 [1863]

				Subject	Study	Event Name	Status	Template	Location	Planned
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="✎"/>	123445 [1863]	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="✎"/>	123445 [1863]	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="✎"/>	123243545 [animal30.2]	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="✎"/>	123243545 [animal30.2]	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="✎"/>	123	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="✎"/>	123	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-

Meqjelenítve 1 - 6 / 6 összesen

Események szemléltetése

‘A web-es felületen keresztül nem lehetséges eseményeket végérvényesen törölni az adatbázisból – szóval ne szemeteljük tele. :) ‘

Felhasználói felület - 'admin'

Esemény
paraméterei

Add new event from scratch

Add data to event

Event parameters

Subject

Choose subject...

Event Name

Event template

Choose event type...

Choose event...

Status

planned

Planned Time

2024-03-06 13:46:35

→

mm / dd / yyyy , --:--:--

X

Location

Choose location...

Comment

Add event

Clear

Close

Esemény létrehozása adatok nélkül, ...

Felhasználói felület - 'admin'

1. Kapcsoló átállítása

Esemény
paraméterei

Esemény
adatai

Add new event from scratch

☒ Add data to event

Event parameters

Subject: Choose subject...

Event Name:

Event template: Choose event type... | vérvétel

Status: planned

Planned Time: 2024-03-06 13:49:07 | mm/dd/yyyy, --:--:--

Location: Choose location...

Comment:

Event data

vervetel_helye: Choose side... | Choose bodypart...

terfogat: ml

Add event

Clear Close

2. Sablon kiválasztása

3. Adatok megadása

... vagy adatok megadásával

Felhasználói felület - 'admin'

Új esemény hozzáadása

Események kötegelt szerkesztése

Esemény részletei, adatok szerkesztése

Esemény szerkeszthetősége

Esemény szerkesztése

Event

köteget szerkesztése

Select Subject... X Filter by study test Reset Advanced search

Selected subjects: 123445 [1863], 123445 [1863]

+ Add New Duplicate Batch edit Filter by status Keresés

				Subject	Study	Event Name	Status	Template	Location	Planned
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123445 [1863]	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123445 [1863]	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123243545 [animal30.2]	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123243545 [animal30.2]	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-

Megjelenítve 1 - 6 / 6 összesen

Események szemléltetése

‘A web-es felületen keresztül nem lehetséges eseményeket végérvényesen törölni az adatbázisból – szóval ne szemeteljük tele. :) ‘

Felhasználói felület - 'admin'

Esemény
paramétereinek
szerkesztése

**Az összes kiválasztott
esemény paramétereit
állítja!**

Duplikálás az új
adatokkal

Batch edit selected events

Event parameters

New subject

Choose subject...

New event name

New event template

Choose event type...

Choose event...

New status

Choose event status...

New planned time

2024-03-06 13:54:05

→

mm / dd / yyyy , --:--:--

X

New location

Choose location...

New comment

☐ Set 'EventPlannedTime' parameter to 'NULL'.

☐ Set 'EventLocation' parameter to 'NULL'.

☐ Set 'EventComment' parameter to 'NULL'.

☐ Remove data - use this on your own responsibility

Duplicate events with new parameters

Update selected events

Close

**JavaSlat: csak
megfontoltan – pl.:
több esemény
státuszának együttes
módosítására, vagy
események sorozatának
másolása új egyedhez**

Felülírás az új
adatokkal

Felhasználói felület - 'admin'

Új esemény hozzáadása

Események köteget szerkesztése

Esemény részletei, adatok szerkesztése

Esemény szerkeszthetősége

Esemény szerkesztése

Események köteget szerkesztése

Event List

Select ☒ Subject... X Filter by study test Reset Advanced search

Selected subjects: 123445 [1863], 123445 [animal30.2], 123, 123445 [1862], 123243545, 123, 123243545, 123243545, test22, 123445 [1863], 123243545 [animal30.2], 123, 123445 [1862]

+ Add New Duplicate Batch edit Filter by status Keresés

				Subject	Study	Event Name	Status	Template	Location	Planned
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123445 [1863]	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123445 [1863]	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123243545 [animal30.2]	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123243545 [animal30.2]	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-

Megjelenítve 1 - 6 / 6 összesen

Események szemléltetése

‘A web-es felületen keresztül nem lehetséges eseményeket végérvényesen törölni az adatbázisból – szóval ne szemeteljük tele. :) ‘

Felhasználói felület - 'admin'

Event log

☒ Select all subject Type to search single subject... X Filter by study test Reset Advanced search

Selected subjects: 123445 [1863], 123243545 [animal30.2], 123, 123445 [1862], 123243545, 123, 123243545, 123243545, test22, 123445 [1863], 123243545 [animal30.2], 123, 123445 [1862]

+ Add New Duplicate Batch edit Filter by status Keresés [Icons]

	Subject	Study	Event Name	Status	Template	Location	Planned
- [Icons]	123445 [1863]	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-

Event parameters
EventIndex: 99 EventTemplate: vérvétel EventName: Első vérvétel EventStatus: planned EventPlannedTime: null EventComment: null EventStudy: test
EventSubject: 123445 [1863] EventLocation: muto EventModifiedAt: 2024-03-06 13:39:28 EventModifiedBy: dani

Event data
Event data is not defined yet.

vervetel_helye Choose side... Choose bodypart...

terfogat [Slider] ml

Update event data

Esemény
adatainak
szerkesztése

*Szerkesztés kezdetekor **nem foglalja le az 'erőforrást'**.
Ha az eseményt időközben más is elkezdte szerkeszteni,
a módosítások nem hagyhatók jóvá.*

Felhasználói felület - 'admin'

Új esemény hozzáadása

Események köteget szerkesztése

Esemény részletei, adatok szerkesztése

Esemény szerkeszthetősége

Esemény szerkesztése

Események köteget szerkesztése

Event List

Select ☐ Subject... X Filter by study test Reset Advanced search

Selected subjects: 123445 [1863], 123445 [1862], 123445 [1862], 123445 [1862], 123445 [1862], 123445 [1862], 123445 [1862], 123445 [1862], 123445 [1862], 123445 [1862]

+ Add New Duplicate Batch edit Filter by status Keresés

				Subject	Study	Event Name	Status	Template	Location	Planned
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123445 [1863]	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123445 [1863]	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123243545 [animal30.2]	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123243545 [animal30.2]	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123	test	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto	-
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		123	test	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio	-

Megjelenítve 1 - 6 / 6 összesen

Események szemléltetése

‘A web-es felületen keresztül nem lehetséges eseményeket végérvényesen törölni az adatbázisból – szóval ne szemeteljük tele. :) ‘

Felhasználói felület - 'admin'

Esemény
adatainak
szerkesztése

Edit event

Show event parameters

Event data

vervetel_helye

Choose side... ▾

terfogat

ml

Choose bodypart... ▾

Status

planned ▾

Update event

Add as copy

Empty event data

Revert

Clear everything

Close

Esemény
státuszának
szerkesztése

*Szerkesztés kezdetekor **lefoglalja az 'erőforrást'**.
Ha az 'erőforrás' foglalás időközben lejár, vagy elveszik,
a módosítások nem hagyhatók jóvá.*

Felhasználói felület - 'admin'

Esemény
paramétereinek
szerkesztése

Esemény
módosítása

Másolat
létrehozása (új
paraméterekkel,
adatokkal)

Edit event

Show event parameters

Event parameters

Subject

123445 [1863]

Event Name

Első vérvétel

Event template

Choose event type...

vérvétel

Location

muto

Comment

Planned Time

2024-03-06 14:08:53

mm / dd / yyyy, --:--:--

Event data

vervetel_helye

Choose side...

Choose bodypart...

terfogat

ml

Status

planned

Update event

Add as copy

Empty event data

Revert


Clear everything

Close

Esemény adatainak
törlése

*Szerkesztés kezdetekor **lefoglalja az 'erőforrást'**.
Ha az 'erőforrás' foglalás időközben lejár, vagy elveszik,
a módosítások nem hagyhatók jóvá.*

Felhasználói felület - 'admin'



Felhasználói felület - 'admin'

Event change log

☒ Select all subject

Selected subjects: 123445 [1863], 123243545 [animal30.2], 123, 123445 [1862], 123243545, 123, 123243545, 123243545, test22, 123445 [1863], 123243545 [animal30.2], 123, 123445 [1862]


		Version	EventIndex	Subject	Study	Event Template	Event Status	Event Name
+	🕒	2024-02-14 15:37:07	96	123445 [1863]	test	altatás vége	planned	test
+	🕒	2024-02-20 17:18:24	95	123445 [1863]	test	note	inprogress	note
+	🕒	2024-02-20 17:18:48	87	123445 [1863]	test	note	planned	note
+	🕒	2024-02-14 15:37:07	86	123445 [1863]	test	altatás vége	planned	test
+	🕒	2024-02-20 17:38:11	85	123445 [1863]	test	altatás vége	planned	test
+	🕒	2024-02-20 17:38:08	85	123445 [1863]	test	altatás vége	deleted	test
+	🕒	2024-02-19 15:06:38	85	123445 [1863]	test	altatás vége	skipped	test
+	🕒	2024-02-09 15:47:35	87	123445 [1863]	test	note	planned	note
+	🕒	2024-02-16 18:58:26	95	123445 [1863]	test	note	inprogress	note
+	🕒	2024-02-19 15:06:32	85	123445 [1863]	test	altatás vége	deleted	test

Megjelenítve 1 - 10 / 70 összesen rekord per oldal

Események előzményei

Megjegyzés: Ha egy esemény – létrehozása után – nem módosul, akkor nem jelenik meg az előzmények között. (Hasonlóan az egyedeknél)

Felhasználói felület - 'admin'



Felhasználói feladatok

- Szabályok betartása
- Egyedek módosítása
- Események hozzáadása, módosítása

Felhasználói felület - 'user'

LOGIN

User name

Password

Bejelentkezés

10.10.11.61:3666/index.php

SIGN UP

Full name

User name

E-mail address

We'll never share your email with anyone else.

Password

Confirm password

Regisztráció

10.10.11.61:3666/sign_up.php

Felhasználói felület - 'user'

SIGN UP

Full name

User name

E-mail address

We'll never share your email with anyone else.

Password

Confirm password

Regisztráció

1. Minden adat megadása kötelező.
2. Egy e-mail címmel egyszer lehet regisztrálni. Nem kaptok semmi e-mailt.
3. Mindenki lehetőség szerint **1 fiókkal rendelkezzen.**
4. Mindenki a **saját fiókját használja.**
5. Értelmes adatokat, adjunk meg, beszédes felhasználó névvel. (pl Vezekéknév vagy becenév ékezet nélkül.)
6. Sikeres regisztráció után az **adminok akitválthatják a felhasználót.**
7. **Jelszó változtatás az adminoktól kérhető.** Következő bejelentkezéskor új jelszó adható meg.
8. *Adminná előlépteni a webes felületen keresztül nem lehet.*

Felhasználói felület - 'user'

ExamRegister Home Configuration ▾ Logout

Select active study

Studies

Choose Active Study...



Mark as Active Study

Válasszuk ki az aktuális kutatást a listából!

Felhasználói felület - 'user'

Select active study

Studies

TestStudy

Mark as Active Study

Selected study's info

StudyID	1
StudyName	TestStudy
StudyDesc	This is a test Study
StudySpecies	pig
StudyStart	2023-11-14
StudyEnd	2023-11-22
StudyNMax	42
StudyNCurrent	0

Ellenőrizzük az adatokat

Felhasználói felület - 'user'

Select active study

Studies Mark as Active Study


Selected study's info

StudyID	1
StudyName	TestStudy
StudyDesc	This is a test Study
StudySpecies	pig
StudyStart	2023-11-14
StudyEnd	2023-11-22
StudyNMax	42
StudyNCurrent	0


Ha ez az amit kerestünk jelöljük ki **aktív study**-ként – ha nem, keressük tovább...

*Az **aktív study** a böngésző gyorsítótárában – cache – tárolódik.*

Felhasználói felület - 'user'



... majd ezt fogjuk látni...




... vagy ezt - attól függ mekkora a kijelző.


Mindeközben az útvonal megváltozott: 10.10.11.61:3666/home.php?tool=usersMainTool

Ez lesz a felület amin dolgozunk.

Felhasználói felület - 'user'

Three white rectangular buttons with rounded corners, stacked vertically. The top button contains the text "Select subject", the middle button contains "Select from pool", and the bottom button contains "Search subject".

Kereső eszközök



Egyed kiválasztása az aktív study egyedei közül

Egyed kiválasztása a subject poolból

Egyed keresése

Felhasználói felület - 'user'

Ha ide kattintasz...

Select subject

Select from pool

Search subject

... ez fog megjelenni.

Select a subject form the active study

Choose subject...

Egyed
kiválasztása az
aktív study
egyedei közül

ID **[Név]**

Ez minden egyednek lesz, ...

... ez nem feltétlen.

Felhasználói felület - 'user'

Ha ide kattintasz...

Select subject

Select from pool

Search subject

Subject pool had not been initialized or empty.

Jump to subject pool editor

... ez fog megjelenni,

... ha nem állítottunk
be '*SubjectPool*'-t

Felhasználói felület - 'user'

Ha ide kattintasz...

Select subject

Select from pool

Search subject

▷	ID: 123445	Name: 1863	Group: test 42	Batch: 2	Box: -	Status: planned
▷	ID: 123243545	Name: animal30.2	Group: -	Batch: -	Box: 30	Status: planned
▷	ID: 123	Name: -	Group: -	Batch: -	Box: 30	Status: planned
▷	ID: 123	Name: -	Group: -	Batch: 42	Box: 30	Status: planned
▷	ID: 123	Name: -	Group: -	Batch: 42	Box: 30	Status: planned
▷	ID: 123	Name: -	Group: -	Batch: 42	Box: 30	Status: planned
▷	ID: 1	Name: -	Group: -	Batch: 42	Box: 30	Status: planned
▷	ID: 232123	Name: -	Group: -	Batch: -	Box: 30	Status: terminated
▷	ID: 42	Name: -	Group: -	Batch: -	Box: 30	Status: planned
▷	ID: 123445	Name: 1862	Group: -	Batch: -	Box: -	Status: planned

... valami hasonló fog megjelenni.

A sor előtti
nyíllal lehet egy
egyedet
kiválasztani

Felhasználói felület - 'user'

Select subject		Select from pool		Search subject		
▶	ID	Name	Group	Batch	Box	Status
	123445	1863	test 42	2	-	planned
	123243545	animal30.2	-	-	30	planned
	123	-	-	-	30	planned
	123	-	-	42	30	planned
	123	-	-	42	30	planned
	123	-	-	42	30	planned
	1	-	-	42	30	planned
	232123	-	-	-	30	terminated
	42	-	-	-	30	planned
	123445	1862	-	-	-	planned

... vagy ilyesmi.

A sor előtti
nyíllal lehet egy
egyedet
kiválasztani

A sor előtti
nyíllal lehet egy
egyedet
kiválasztani

Select subject

Select from pool

Search subject

▶

ID: 123445 Name: 1863 Group: test 42 Batch: 2
Box: - Status: planned

▶

ID: 123243545 Name: animal30.2 Group: - Batch: -
Box: 30 Status: planned

▶

ID: 123 Name: - Group: - Batch: - Box: 30
Status: planned

▶

ID: 123 Name: - Group: - Batch: 42 Box: 30
Status: planned

▶

ID: 123 Name: - Group: - Batch: 42 Box: 30
Status: planned

▶

ID: 123 Name: - Group: - Batch: 42 Box: 30
Status: planned

De akár ilyen is lehet

Felhasználói felület - 'user'

ExamRegister Home Configuration ▾ Logout

Select study

Subjects pool editor

Itt tudjuk személyreszabni,
mely egyedek, és **milyen
sorrendben** szerepeljenek

Subject pool editor

+ Add New subject(s) Remove Load/refresh data Export Export by subjects

Keresés

			ID	Name	Study	Batch	Group
+	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	123445	1863	test	2	test 42
+	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	123243545	animal30.2	test	-	-
+	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	123	-	TestStudy2	-	-
+	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	123	-	test	42	-
+	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	123	-	TestStudy2	42	-
+	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	123	-	TestStudy2	42	-
+	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1	-	TestStudy2	42	-
+	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	232123	-	TestStudy2	-	-
+	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	42	-	TestStudy2	-	-
+	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	123445	1862	test	-	-

Megjelenítve 1 - 10 / 10 összesen

Egy ilyesmi felületen

Felhasználói felület - 'user'

Subject pool editor – SubjectPool szerkesztése

Subject pool editor

Új hozzáadása (Add New subject(s))

Kijelöltek törlése (Remove)

Adatok frissítése (Load/refresh data)

Pool exportálása soronként QR kóddal (Export)

Pool exportálása egy QR kóddal (Export by subjects)

Keresés (Keresés)

Mozgatás felfele (Move up)

Mozgatás lefele (Move down)

Eltávolítás a pool-ból (Remove from pool)

ID	Name	Study	Batch	Group
123445	1863	test	2	test 42
123243545	animal30.2	test	-	-
123	-	tes	42	-
123445	-	test	-	-
123243545	-	test	-	-

Felhasználói felület - 'user'

Subject pool editor – 'Új hozzáadása'

Válasszuk ki a keresett Study-t

Select subject(s)

Filter by study: Select scope...

Keresés

<input type="checkbox"/>	Study	ID	Name	Group	Batch	Box	Location	Status
Nincs találat								

Add selected subject(s) to the pool

Felhasználói felület - 'user'

Subject pool editor – 'Új hozzáadása'

Válasszuk ki a keresett egyedeket

Majd adjuk őket a pool-hoz

Select subject(s) ×

Filter by study: test Keresés 🗑️ 🔄

<input type="checkbox"/>	Study	ID	Name	Group	Batch	Box	Location	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	test	123445	1863	test 42	2	-	ketrec	planned
<input checked="" type="checkbox"/>	test	123243545	animal30.2	-	-	30	-	planned
<input checked="" type="checkbox"/>	test	123	-	-	42	30	-	planned
<input type="checkbox"/>	test	123445	1862	-	-	-	-	planned
<input type="checkbox"/>	test	123243545	-	-	-	30	-	planned
<input type="checkbox"/>	test	123	-	-	-	30	-	planned
<input type="checkbox"/>	test	123243545	-	-	-	30	-	planned
<input type="checkbox"/>	test	123243545	-	-	-	30	-	planned
<input type="checkbox"/>	test	qweqwe	test	-	-	16	-	deleted
<input type="checkbox"/>	test	test22	-	-	-	-	-	planned

Megjelenítve 1 - 10 / 14 összesen 10 rekord per oldal 1 2

Add selected subject(s) to the pool

Egy egyed csak egyszer fog szerepelni

Felhasználói felület - 'user'

Subject pool editor – **'Pool exportálása egy QR kóddal'**



Így tudjátok megosztani egymással

*Az **Subject Pool** tartalma a böngésző gyorsítótárában – cache – tárolódik.*

Felhasználói felület - 'user'

The image shows a user interface for selecting a subject. It consists of four stacked rectangular buttons: 'Select subject', 'Select from pool', 'Search subject', and a larger search panel. The search panel is outlined in red and contains a search input field with a placeholder 'Type to search single subject...', a 'Filter by study' dropdown menu currently showing 'test', a 'Reset' button, and an 'Advanced search' button. Two yellow callout boxes provide instructions: one points to the 'Search subject' button saying 'Ha ide kattintasz...' (If you click here...), and the other points to the search panel saying '... ez fog megjelenni,' (... this will appear,). Below the interface, a note says 'Ha minden kötél szakad....' (If every rope breaks....).

Select subject

Select from pool

Search subject

Subject Type to search single subject... X

Filter by study test

Reset

Advanced search

Ha ide kattintasz...

... ez fog megjelenni,

Ha minden kötél szakad....

Felhasználói felület - 'user'

Tegyük fel, hogy sikerül kiválasztani egy egyedet.

Felhasználói felület - 'user'

Select subject

Select from pool

Search subject

Subject ID 123445 Name 1863 nr.29 [X]

Subject data [v]

Event list [v]

Kiválasztott
egyed adatai

Kiválasztott egyedhez
tartozó események

Kiválasztott
egyed
azonosítója



Kiválasztott
egyed 'neve'


Felhasználói felület - 'user'

Select subject Select from pool Search subject

Subject ID 123445 Name 1863 nr.29 X

Subject data ^

 Edit subject data  Auto refresh data

Name	1863	Group	test 42
Batch	2	Age	23 year
Sex	castrated	Box	
Weight	32 kg	Height	123 cm
Location	ketrec	Comment	qweqwe

Status planned

Update data

Event list v

Kiválasztott egyed
szekeszthetősége

Kiválasztott
egyed bezárása

Kiválasztott
egyed státusza

Egyed adatainak szerkesztése, megjelenítése

Felhasználói felület - 'user'

“Egyed szerkeszthetősége”

- **“Konkurens adatelérés, adatmanipuláció”**



Szerkeszthető

Egyed – mint erőforrás – nincs lefoglalva egyik felhasználó által se. Szerkesztése biztonságos, lefoglalható maximum 3 perc erejéig, a szerkesztés befejeztéig, vagy idő előtti felszabadítás bekövetkeztéig.



Nem szerkeszthető

Egyed – mint erőforrás – lefoglalva az egyik felhasználó által. Szerkesztése így nem lenne biztonságos. Az erőforrás automatikusan felszabadul 3 perc elteltével, a szerkesztés befejeztekor, vagy idő előtti felszabadítás esetén.

Felhasználói felület - 'user'

The screenshot shows a web application for managing subject data. At the top, there are three buttons: "Select subject", "Select from pool", and "Search subject". Below these, a header bar displays "Subject ID 123445 Name 1863" and "nr.29" with a dropdown arrow. The main section is titled "Subject data" and contains a form with various fields. A red rectangle highlights the form fields. Below the form, there is a "Status" dropdown set to "planned" and an "Update data" button. The interface includes several callouts explaining its features:

- Ha ide kattintasz...** (If you click here...) points to the "Edit subject data" toggle switch.
- ...tudod módosítani ezeket...** (...you can modify these...) points to the form fields.
- ... amit itt tudsz jóváhagyni.** (...what you can approve here.) points to the "Update data" button.
- Manuális frissítés** (Manual refresh) points to the refresh icon.
- Automatikus frissítés be-/kikapcsolása** (Automatic refresh on/off) points to the "Auto refresh data" toggle switch.

Form Fields:

Name	1863	Group	test 42
Batch	2	Age	23 year
Sex	castrated	Box	
Weight	32 kg	Height	123 cm
Location	ketrec	Comment	qweqwe
Status		planned	

Buttons: Select subject, Select from pool, Search subject, Edit subject data, Auto refresh data, Update data.

Felhasználói felület - 'user'

Select subject Select from pool Search subject

Subject **ID 123445** **Name 1863** nr.29 X

Subject data ▼

Event list ▲

+ Add New Filter by status ▼ Keresés 🗑️ 🔄 🔍 ⌵ 🕒

				Event Name	Status	Template	Location
+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto
+	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio

Megjelenít: 1 - 2 / 2 összesen

Kiválasztott
egyed bezárása

Esemény
szekeszthetősége

Esemény
részletei

Esemény
szerkesztése

Egyedhez tartozó események megjelenítése,
szerkesztése

Felhasználói felület - 'user'

The screenshot shows a web form titled "Edit event" with a close button (X) in the top right corner. The form is divided into several sections:

- Event data**:
 - vervetel_helye**: A dropdown menu with the text "Choose side..." and a downward arrow.
 - terfogat**: A slider control with a blue dot in the middle. To the right of the slider is a text box containing "15.2" and a unit dropdown menu showing "ml".
- Comment**: A large, empty text area.
- Status**: A dropdown menu showing "planned" with a downward arrow.

At the bottom of the form is a wide button labeled "Update event".

Below the form, there are three buttons: "Add as copy" (with a document icon), "Revert" (with a circular arrow icon), and "Close".

Four callout boxes provide Hungarian instructions:

- Top right: "Másolat létrehozása szerkesztett eseményről – az aktuális adatokkal" (Creation of a copy of the edited event – with the current data).
- Bottom left: "Jóváhagyás. Esemény módosításával jár" (Approval. Comes with event modification).
- Bottom center: "Esemény adatainak szerkesztése" (Editing of event data).
- Bottom right: "Visszaállítás (jóváhagyás előtt)" (Reset (before approval)).

Jóváhagyás.
Esemény
módosításával jár

Esemény adatainak szerkesztése

Visszaállítás
(jóváhagyás
előtt)

Felhasználói felület - 'user'

Select subject Select from pool Search subject

Subject ID 123445 Name 1863 nr.29 X

Subject data

Event list

+ Add New Filter by status Keresés

			Event Name	Status	Template	Location
+ □	🔒	✎	Első vérvétel	planned	vérvétel	muto
+ □	🔒	✎	Második vérvétel	planned	vérvétel	angio

Megjelenít: 1 - 2 / 2 összesen

Kiválasztott
egyed bezárása

Esemény
szekeszthetősége

Esemény
részletei

Esemény
szerkesztése

Egyedhez tartozó események megjelenítése,
szerkesztése

Felhasználói felület - 'user'

Select subject

Select from pool

Search subject

Subject

ID 123445

Name 1863

nr.29

X

Subject data

Event list

+ Add New

Filter by status

Keresés

			Event Name	Status	Template	Location
-			Első vérvétel	planned	vérvétel	muto

Parameter	Value
EventIndex	99
EventTemplate	vérvétel
EventName	Első vérvétel
EventStatus	planned
EventPlannedTime	-
EventComment	-
EventStudy	test
EventSubject	123445 [1863]
EventLocation	muto
EventModifiedAt	2024-03-06 16:43:05
EventModifiedBy	qwe
EventData	volume 15.2 bodypart LIA

+ -

Második vérvétel

planned

vérvétel

angio

Megjelenítve 1 - 2 / 2 összesen

Esemény
paraméterei

Esemény
adatai

Felhasználói felület - 'user'

Select subject

Select from pool

Search subject

Subject

ID 123445

Name 1863

nr.29

X

Subject data

Event list

+ Add New

Filter by status

Keresés

				Event Name	Status	Template	Location
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Első vérvétel	planned	vérvétel	muto
+	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		Második vérvétel	planned	vérvétel	angio

Megjelenítve 1 - 2 / 2 összesen

Új esemény
létrehozása

Egyedhez tartozó események megjelenítése,
szerkesztése

Felhasználói felület - 'user'

Add new event from scratch ×

☐ Add data to event

Event parameters

Event Name

Event template

Status

Location

Comment

1. Név megadása

2. Sablon kiválasztása

3. Jóváhagyás

Új esemény létrehozása

Felhasználói felület - 'user'

Add new event from scratch

☒ Add data to event

Event parameters

Event Name

Event template Choose event type... vérvétel

Status planned

Location Choose location...

Comment

Event data

vervetel_helye Choose side... Choose bodypart...

terfogat ml

Add event

Clear Close

3. (opcionális)
Adatok
megjelenítése

4. (opcionális)
Adatok
megadása

5. Jóváhagyás

1. Név megadása

2. Sablon kiválasztása

Köszönöm a figyelmet!